

## Extrait de la notice OMNIPOD

### Régler la date et l'heure



1. Utilisez les touches de la **commande haut/bas** pour augmenter ou diminuer l'heure. (Appuyez sur **12/24 h** si vous préférez un autre format de l'heure.) Appuyez sur **Suite**.
2. Entrez l'année en cours, puis appuyez sur **Suite**.
3. Sélectionnez le mois en cours, puis appuyez sur **Suite**.
4. Entrez la journée du mois en cours, puis appuyez sur **Suite**.
5. Sélectionnez le format de date que vous préférez, puis appuyez sur **Suite**.

### Entrer les réalaees de débit basal

## 6 Utilisation du Personal Diabetes Manager

enfoncée pour augmenter ou diminuer plus rapidement l'heure.

2. Appuyez sur **12/24 h** pour sélectionner un format d'horloge à 12 heures ou 24 heures, puis appuyez sur **Entrer** (Figure 6-4).



3. Appuyez sur **Confirm** pour accepter la nouvelle heure (Figure 6-5).

### Réinitialiser la date

1. Utilisez les touches de la **commande haut/bas** pour sélectionner l'année en cours, puis appuyez sur **Suite**.
2. Sélectionnez le mois en cours, puis appuyez sur **Suite**.
3. Sélectionnez le jour en cours, puis appuyez sur **Suite**.
4. Sélectionnez le format de date qui sera affiché par le PDM, puis appuyez sur **Sélect**.
5. Appuyez sur **Confirm** pour accepter la nouvelle date et le format.




Si vous avez suspendu l'administration d'insuline pour modifier l'heure ou la date, n'oubliez pas de recommencer l'administration d'insuline. Si vous avez modifié l'heure ou la date pendant le remplacement du pod, n'oubliez pas d'activer un nouveau pod.

### ■ Modifier les réglages de bolus et de débit basal

Avec votre médecin, vous avez entré des réglages initiaux de bolus et de débit basal pour le système, en utilisant l'assistant de configuration. En utilisant le menu **Configuration système**, vous pouvez modifier tous les réglages de bolus et de débit basal du système mylife OmniPod à mesure que vos besoins changent. Parlez à votre médecin avant de faire des modifications.

1. Dans l'écran **Accueil**, utilisez les touches de la **commande haut/bas** pour sélectionner **Réglages**, puis appuyez sur **Sélect**.
2. Sélectionnez **Configuration système**, puis appuyez sur **Sélect**.

## Utilisation du Personal Diabetes Manager 6



### ■ Menu Configuration système

Le menu **Configuration système** vous permet de personnaliser les réglages qui contrôlent le système mylife OmniPod. Ces réglages comprennent :

- Date et heure
- Réglages des doses de bolus, des débits basaux et du calculateur de bolus
- Indicateurs et rappels
- Réglages et marqueurs du lecteur de glycémie
- Options du PDM
- Diagnostic

Avec votre médecin, vous avez entré des réglages initiaux pour le système en utilisant l'assistant de configuration (voir Chapitre 2, Mise en route). Après la configuration, vous pouvez utiliser le menu **Configuration système** pour personnaliser ou modifier ces réglages, de la manière décrite dans ce chapitre.

### ■ Réinitialiser la date ou l'heure

De temps à autre, vous aurez besoin de modifier les réglages de date et d'heure (par ex., pour observer l'heure d'été ou d'hiver, ou après avoir réinitialisé le PDM). Par mesure de sécurité, vous ne pouvez changer les réglages de date et d'heure que lorsque le pod est désactivé, ou quand l'administration d'insuline est suspendue (voir Chapitre 5, Utilisation du pod).

1. Suspendez l'administration d'insuline.



Si vous remplacez le pod, vous pouvez réinitialiser la date et l'heure sans suspendre l'administration d'insuline, en changeant la date ou l'heure avant d'activer le nouveau pod.

2. Dans l'écran **Accueil**, utilisez les touches de la **commande haut/bas** pour sélectionner **Réglages**, puis appuyez sur **Sélect**.
3. Sélectionnez **Configuration système**, puis appuyez sur **Sélect**.
4. Sélectionnez **Date/heure**, puis appuyez sur **Sélect**.
5. Sélectionnez **Date** ou **Heure**, puis appuyez sur **Modif**.

### Réinitialiser l'heure

1. Pour entrer l'heure actuelle, appuyez sur les touches de la **commande haut/bas**. Appuyez et maintenez la touche